

『はじめての補助循環：ナースのための IABP・PCPS 入門書』

お詫びと訂正

弊社書籍『はじめての補助循環：ナースのための IABP・PCPS 入門書』（2013 年 7 月 10 日発行 第 1 版）の本文に誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。

第 3 章 経皮的心肺補助装置 (PCPS)

PCPS 装着中の合併症〈下肢虚血〉

●95 ページ「注意！」の写真

写真内の文字「脱血管」「送血管」の文字が逆になっていました。

正しくは、赤くて短いものが「送血管」、青くて長いものが「脱血管」です。

【正】

注意! ◎送血管の外径と大腿動脈の内径の差が小さいと、末梢動脈への血流が低下します。

	太 さ
大腿動脈	6～10 mm程度
送血カテーテル (15～18Fr.)	5～6 mm
大腿静脈→右房	10 mm程度
脱血カテーテル (18～21Fr.)	6～7 mm



以上